

3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Securement Dressing

Moderní krytí s komfortní adhezivní technologií pro lepší fixaci i.v. katétru

Tegaderm™ I.V. Advanced

Lepší fixace, ochrana



3M™ Tegaderm™ poskytuje fixaci i.v. katétru a lepší komfort pro pacienta, což znamená výhody i pro zdravotníky v lepší péči o místo vstupu katétru.

Tegaderm™ moderní krytí pro zajištění i.v. katétru je komplexní řešení přinášející:

Sofistikované zajištění

Hluboký výřez, vysoce prodyšná fólie, stabilizační proužky a nový typ okraje zajišťují a chrání místo vstupu katétru.

Komfortní adhezivní technologie

Dvě velmi výkonná adheziva zajišťují a stabilizují katétr, nevadí jim vlhkost, prodlužují dobu aplikace a šetrně se odstarávají.

Výborně zvládá vlhkost


Ve spojení s adhezivem průlomového složení zvládá vysoce prodyšná fólie výborně vlhkost v teplém prostředí u potících se pacientů.

Zlepšená péče o pacienty

Celkový design krytí poskytuje silnou stabilizaci katétru v místě zavedení a výrazně omezuje dislokaci katétru.



3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced moderní krytí s komfortní adhezivní technologií pro lepší fixaci i.v. katétru



Pevné avšak šetrné duální adhezivum

- › Speciální adhezivum pevně drží, ale šetrně se odstraňuje, výborně zvládá vlhkost
- › Stabilizační okraj dobře utěsňuje okolí katétru v místě jeho vstupu do cévy
- › Adhezivum citlivé na tlak dobře přilne ke kůži a pevně drží po dobu 24 hodin až 72 hodin
- › Neobsahuje latex

Rámeček umožňuje přesné umístění

- › Tvar usnadňuje přesnou manipulaci
- › Lze jednoduše aplikovat bez doteku adhezivní vrstvy

Stabilizační okraj

- › Okraj je pevný a zvyšuje spolehlivost fixace
- › Okraj se neodlepuje
- › Nešpiní se
- › Snadné odstranění stripu a přístup k napojení kanyly aniž je zapotřebí odstranit krytí

Hluboký výřez

- › Udržuje celé krytí bezpečně na místě
- › Zamezuje odchlípnutí okrajů
- › Při aplikaci omezuje manipulaci s katétre*

Transparentní fólie

- › Umožňuje stálou vizuální kontrolu místa vstupu katétru
- › Pružné krytí se přizpůsobí anatomickým konturám a nenamáhá pokožku
- › Je vysoce prodyšné pro odpařování vlhkosti, čímž se zlepšuje spolehlivost fixace katétru
- › Nepropouští vodu, vytváří sterilní bariéru pro vnější kontaminanty, včetně tekutin, bakterií a virů

Záznamový štítek

- › Předtištěný kvůli pohodlí
- › Umožňuje dokumentovat převazy

Sterilní proužky

- › Jde o integrovaný zajišťovací systém - vše v jednom
- › Zlepšuje soulad s protokolem
- › Předstižení pro zajištění napojení kanyl, hadiček a trubic

* 3M vnitřní data on file.

** In vitro testy ukázaly, že transparentní krytí 3M™ Tegaderm™ použité na výrobu krytí pro zajištění i.v. katétru představuje protivirovou bariéru a brání vstupu virů o průměru 27 nm nebo větším, pokud zůstane krytí neporušené a nepodtéká.

Informace pro objednávání:



kód výrobku	velikost	ks/balení	balení/krabice
1681	7 cm x 7 cm	100	4
1683	6,5 cm x 7 cm	100	4
1685	8,5 cm x 11,5 cm	50	4
1688	10 cm x 12 cm	50	4

† podle studií 3M . Všechny údaje on file u 3M. K dispozici na požádání.



3M Česko spol. s r. o.
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: +420 261 380 111
Fax: +420 261 380 110
www.3m.cz/zdravotnictvi

Prosím recyklujte. Tištěno v ČR.
© 2013, 3M. Všechna práva vyhrazena.
3M a Tegaderm jsou výrobní známky společnosti 3M.