



Incizní roušky

Při výzkumu bylo zjištěno, že určité procento pacientů hostí na své pokožce více kožních bakterií než ostatní pacienti.² Během přípravy kůže na operaci je obtížné stanovit množství bakterií, které na kůži zůstávají.

Riziko pro vznik infekce v místě operačního výkonu lze snížit kombinací výrobků pro předoperační přípravu kůže a incizních roušek.

3M™ má řadu incizních roušek, které mohou pomoci snížit pravděpodobnost rekolonizace kůže po přípravě k operaci a tak snížit riziko vzniku infekce v místě operace.

3M™ Ioban™ 2 Antimikrobiální incizní roušky

- Obsahují iodofor v adhezivní vrstvě a poskytují kontinuální širokospektrální antimikrobiální aktivitu od okamžiku incize až do uzavření rány.
- Vykazují vysokou rychlost vypařování vlhkosti, což umožňuje kůži „dýchat“; zároveň mají zlepšenou adhezi, která spolehlivě vydrží i při nejdělsích výkonech.
- Výborně se přizpůsobí konturám těla. Unikátně nízká tvarová paměť při natažení umožňuje mobilizaci končetin nebo velkou retrakci za snížené tenze kůže.
- Vykazují výtečnou adhezi až těsně k okrajům rány.

3M™ Ioban™ 2 EZ Antimikrobiální incizní roušky


- K dispozici je též incizní rouška Ioban™ EZ.
- Vyznačuje zvláštním znakem „snadná aplikace“ (s výjimkou 6635), včetně odstranitelného pruhu z tvrzeného papíru.

3M™ Steri-Drape™ 2 Incizní roušky

- Jsou vyrobeny z prodyšné fólie. Vyznačují se vynikající adhezí.
- Mají krátkou tvarovou paměť při natažení.
- Přizpůsobí se konturám těla a natáhnou se tak, aby umožnily manipulaci s končetinami.

3M™ Steri-Drape™ Incizní roušky

- Jedná se o originální incizní roušky, které jsou opatřeny adhezivem citlivým na tlak a teplo.



Dougherty, Steve H. "Pathobiology of Infection in Prosthetic Devices." Reviews of Infectious Diseases 10:5 (Nov.-Dec. 1988). p.1102

² Data v souboru. 3M™ Health Care Ltd.

3M™ loban™ 2 Antimikrobiální incizní roušky


15 x 20



6635 Antimikrobiální incizní roušky

Velikost incizních roušek	Incizní oblast	Množství v balení	Balení/karton
15 cm x 20 cm	10 cm x 20 cm	10	4


44 x 35



6640 Antimikrobiální incizní roušky

Velikost incizních roušek	Incizní oblast	Množství v balení	Balení/karton
44 cm x 35 cm	34 cm x 35 cm	10	4


66 x 60



6648 Antimikrobiální incizní roušky

Velikost incizních roušek	Incizní oblast	Množství v balení	Balení/karton
66 cm x 60 cm	56 cm x 60 cm	10	4


66 x 45



6650 Antimikrobiální incizní roušky

Velikost incizních roušek	Incizní oblast	Množství v balení	Balení/karton
66 cm x 45 cm	56 cm x 45 cm	10	4

66 x 85



6651 Antimikrobiální incizní roušky


Velikost incizních roušek	Incizní oblast	Množství v balení	Balení/karton
66 cm x 85 cm	56 cm x 85 cm	10	4

BAREVNÝ KLÍČ:

- Repelentní textilie
- Modrá polyetylenová fólie
- Bezbarvá polyetylenová fólie
- Absorbující nepropustná textilie
- Speciálně absorbující materiál
- 3M™ loban™ 2 Antimikrobiální incizní fólie
- 3M™ Steri-Drape™ 2 incizní fólie
- Bezbarvá elastomerní fólie
- Adhezivní oblast
- Modrá elastomerní fólie


Rozměry jsou přibližné.

3M™ Ioban™ 2 EZ Antimikrobiální incizní roušky




6661EZ 3M™ Ioban™ 2 incizní roušky s lemem

Velikost incizních roušek	Incizní oblast	Množství v balení	Balení/karton
30 cm x 20 cm	26 cm x 20 cm	50	2




6640EZ Antimikrobiální incizní roušky

Velikost incizních roušek	Incizní oblast	Množství v balení	Balení/karton
60 cm x 35 cm	35 cm x 35 cm	10	4




6648EZ Antimikrobiální incizní roušky

Velikost incizních roušek	Incizní oblast	Množství v balení	Balení/karton
90 cm x 60 cm	60 cm x 60 cm	10	4



6650EZ Antimikrobiální incizní roušky

Velikost incizních roušek	Incizní oblast	Množství v balení	Balení/karton
90 cm x 45 cm	60 cm x 45 cm	10	4



6651EZ Antimikrobiální incizní roušky

Velikost incizních roušek	Incizní oblast	Množství v balení	Balení/karton
90 cm x 85 cm	60 cm x 85 cm	10	4