

Σ - Transwab Nabídka

První volba pro odběr vzorků a preanalytické zpracování infekčních onemocnění

Transport pro:

- Aerobní bakterie
- Anaerobní bakterie
- Náročné bakterie
- Viry
- Chlamydie
- Mykoplazmata

Příprava vzorků pro:

- Salmonella z fekálních vzorků
- Analýza nukleových kyselin
- Sputum
- MRSA
- Streptokok skupiny B

Inaktivace smrtelných patogenů:

- Mykobakterie
- Viry
- Bakterie









Σ - Transwab - Tekuté Amies

Tekuté Amies médium udržuje aerobní a anaerobní bakterie a mikroorganismy náročné na kultivaci, v souladu s M40-A2.

Pro lepší výsledky vždy volte MWE - špičku v preanalytice

Pro všechny vaše mikrobiologické vzorky - od Aurea po Zoster

	<p>Σ Transwab MW176S</p> <p>S jedním tamponem s bodem zlomu. Tekuté Amies médium udržuje aerobní a anaerobní bakterie a náročné organismy, v souladu s M40-A2.</p>
	<p>Σ Transwab Mini-Tip MW177S</p> <p>S jedním mini-tip tamponem s bodem zlomu. Tekuté Amies médium udržuje aerobní a anaerobní bakterie a náročné organismy, v souladu s M40-A2.</p>
	<p>Σ Transwab Dvojitý nebo Trojitý MW167S, MW176S3</p> <p>Jeden tampon s bodem zlomu, plus jeden nebo dva tampony bez bodu zlomu s červenou tyčinkou pro dodatečné vyšetření jako například MRSA. Tekuté Amies médium udržuje aerobní a anaerobní bakterie a náročné organismy. V souladu s M40-A2</p>
	<p>Fecal Transwab MW168S</p> <p>S jedním rektálním tamponem s bodem zlomu a bezpečnostní značkou pro fekální vzorky. Tekuté Cary Blair médium pro střevní bakterie, viry a parazity.</p>
	<p>Σ - TSB MWTSB65</p> <p>S jedním tamponem s bodem zlomu. Tekuté TSB médium s 6,5% chloridu sodného pro vybrané získání Stafylokoků aurea pro MRSA screening.</p>
	<p>Σ - GBS MWGBS</p> <p>S jedním tamponem s bodem zlomu. Tekuté Lim Broth médium pro vybrané získání streptokoka agalactiae.</p>
	<p>Σ - MM (pouze zkumavka) MWMM</p> <p>Molekulární transportní médium. Silná formule zabíjí patogeny, včetně mykobakterií, ale zachovává DNA a RNA.</p>
	<p>Σ - SP (pouze zkumavka) MWSP</p> <p>Mukolitický roztok. Nové mukolitické činidlo pro okamžité zkapalnění sputa. Nežiravé a stabilní při ambientních teplotách.</p>
	<p>Selenitová půda (pouze zkumavka) MWSEL</p> <p>Pro vybraný růst Salmonely spp z fekálních vzorků.</p>
	<p>Σ - VCM MW910S</p> <p>S jedním tamponem s bodem zlomu. Tekuté víceúčelové transportní médium pro viry, chlamydie, mykoplazmaty, ureaplazmaty a Neisseria gonorrhoeae.</p>
	<p>Σ - Virocult MW951S</p> <p>S jedním tamponem s bodem zlomu. Tekuté virové transportní médium kompatibilní s molekulárními technikami jako je PCR a s kultivací. Udržuje životaschopnost virů celé dny při ambientních teplotách.</p>

